

Staff®

Inserto para suspensión y cápsulas



Staff®

dicloxacilina

Antibiótico de amplio espectro

FÓRMULA:

Staff® Cápsulas: Cada cápsula contiene:

Dicloxacilina (sódica monohidrato) 500 mg
Excipientes c.s.

Staff® Suspensión: Cada cucharadita de 5mL de suspensión reconstituida contiene:

Dicloxacilina (sódica monohidrato) 125 mg
Excipientes c.s.

PROPIEDADES:

Staff® es un antibiótico resistente a las penicilinasas; es bien absorbido por vía oral dando niveles antibacterianos adecuados en el torrente sanguíneo.

INDICACIONES:

Staff® es útil en infecciones producidas por *S. aureus*, *S. epidermidis* y *N. gonorrhoeae* sean o no productores de Betalactamasas. Asimismo, es eficaz para infecciones por *N. meningitidis*, Neumococo, Estreptococo Beta-hemolítico del grupo A, otros Estreptococos no enterococcicos, y Osteomielitis.

DOSIS:

Infecciones leves a moderadas en adultos: 125mg cada 6 horas. En niños con 40kg o más de peso utilizar la dosis indicada para adultos.

En niños con menos de 40kg de peso: 12.5mg/kg de peso por día, dividido en dosis cada 6 horas.

CONTRAINDICACIONES:

Alergia a los derivados penicilínicos. Determinar si el paciente tuvo reacciones alérgicas previas a cefalosporinas, cefamicinas y otros beta

lactámicos por la posibilidad a reacciones cruzadas. En la lactancia los infantes podrían sensibilizarse si la madre recibe este medicamento.

MODO DE PREPARACIÓN DE LA SUSPENSIÓN:

1. Agitar el frasco que contiene el polvo.
2. Abrir el frasco que contiene el diluyente.
3. Vierta la mitad del diluyente al frasco que contiene el polvo.
4. Agitar vigorosamente el frasco hasta conseguir una suspensión homogénea.
5. Vierta el diluyente restante y vuelva a agitar para completar la suspensión.

NOTA:

Si por accidente, derrama o pierde parcial o totalmente el diluyente, puede utilizar agua hervida fría para reconstituir, debe agregar el agua hasta la barra "A" indicada en la etiqueta y agitar el frasco.

IMPORTANTE:

La suspensión reconstituida mantiene su potencia durante 3 días a temperatura ambiente y 14 días en refrigeración.

PRESENTACIONES

Staff® Cápsulas: Caja con 50 cápsulas

Staff® Suspensión: Frasco con granulado para 60mL de suspensión

Producto fabricado en Guatemala por Laboratorio Lamfer para LAPRIN, S.A.

**LABORATORIOS LAPRIN, S. A.
Guatemala, C. A.**